

## Activa Free Handdisk

Ett Svanenmärkt oparfumerat och ofärgat handdiskmedel, mildt och effektivt.

**Bruksanvisning:** Används till handdisk eller lättare rengöring.


**Dosering:** Tillsätt 2 ml till diskvattnet.

**pH-värde:** 7,5

**Innehåll:** Anjoniska tensider, nonjoniska tensider, amfotära tensider, konserveringsmedel.

Förvara produkten i originalförpackning. Förvaras frostfritt. Använda och förbrukade emballage ska lämnas till kommunens återvinningscentraler. Sorteras som plastförpackningar.

### 31102 Activa Free Handdisk 1 liter

pH-värde	7,5
Hållbarhet	Minst 36 månader
Faromärkning	-
Transportförpackning	6 x 1 lit
Säkerhetsdatablad	



5026 0038

